



! ペースメーカーを使用
されている方へご注意
**必ず心臓から15cm以上
離してご使用ください**

【使用方法】(1回の充電でマイクモード15時間・ラインモード20時間程度使用可能)

- ① ワイヤレスの音声を聴くときには、補聴器のメモリーボタンを2秒間長押ししてください。補聴器からお知らせ音が流れ、ワイヤレスのモードに変更されます。




- ② メモリープログラムの音声に戻す場合は、補聴器のメモリーボタンを軽く押します。お知らせ音が流れ、通常モードに戻ります。



※ 複数のマルチマイク+、TVストリーマー+ を使い分けする場合は、ワイヤレス機器から音声を聞いている状態で、再度ボタンを1秒長押ししてください。


・会議で使う

会議のテーブルなどに水平に置くことで自動的に無指向性テーブルマイクモードに切り替わり、会議の参加者の声をしっかりとらえられ、聞きもらしが少なくなります。




・大切な人の声を聴く

マルチマイク+を相手の胸元に装着すると無線マイクとしてご使用いただけます。接続有効距離は、最大約25mまで可能です。別室にいることも可能です。(壁や家具等で距離が短くなる場合があります) マイク位置は、口元から10~40cm以内となるように調節します。また、クリップを動かして本体が垂直になるように装着してください。指向性マイクモードに設定され、環境音の影響を最小限に抑え、話し手の声が聞こえてきます。



・TVリンクの代わりとして

マルチマイク+をTVリンクの代わりとしてご使用いただけます。オーディオジャックにケーブルを接続し、テレビのヘッドホンジャックなどにつないでいただくと、テレビの音声が直接お楽しみいただけます。



【その他の特徴】

・耳の保護

もしテーブルなどからマルチマイク+が落ちた場合、大音量の衝撃音が発せられ、耳を傷める原因にもなりかねません。これを防止するために、75cm以上の高さから落下した場合、瞬時に音を一時的にストップさせる機能を搭載しております。

・本体のモード切替機能

4つのモードが用意されています。

- ・ 本体内蔵のマイクモード
- ・ 本体内蔵のTコイルモード
- ・ 携帯音楽プレイヤーなどをケーブルで接続して使用するオーディオモード
- ・ FM受信機(別途必要)をセットして使用できるFM受信機モード



モード切替ボタン

- 本体マイクモード
- 本体Tコイルモード
- オーディオモード
- FM受信機モード

切替は「モード切替ボタン」を押して行います。ボタンを押すと約2秒間、選択されたモードのランプが点灯します。ただし「オーディオモード」と「FMモード」に関してはケーブルや受信機(別売)を差し込むと自動的に切り替わります。

・無指向性 / 指向性の自動切替

聴取環境に応じて無指向性 / 指向性を自動的に切替えます。より聴きやすい音を補聴器に届けます。

・マルチマイク+の音量を固定する

- ・ マルチマイク+の電源をオフにします。
- ・ 音量「-」ボタンと電源を同時に2秒間押し続け、ライトが緑点灯したら電源ボタンのみ離します。
- ・ 次にライトが緑色→青色→緑色に点灯したら音量「-」ボタンを離します。これでマルチマイク+の音量が固定されました。



・マルチマイク+の音量固定を解除する

- ・ マルチマイク+の電源をオフにします。
- ・ 音量「+」ボタンと電源を同時に2秒間押し続け、ライトが緑点灯したら電源ボタンのみ離します。
- ・ 次にライトが緑色→青色→緑色に点灯したら音量「+」ボタンを離します。これでマルチマイク+の音量固定が解除されました。



【こんな時は…】

・マルチマイク+の電源を入れたら自動的に切り替わるようにしたい

販売店様で設定変更をしていただくことで、マルチマイク+の電源を入れていただくとう自動的に切り替わるようになります。範囲外に行っても、範囲内に戻ってくれば自動的に接続されるようになります。(SolusMax2.1以降)